



BIOLOGIE NORD UNILABS

Barlin

03 21 02 84 73

Isbergues

03 21 61 53 53

Noeux Les Mines

03 21 64 25 90

Bruay

03 21 52 47 43

Liévin centre

03 21 44 62 62

Orchies

03 20 71 70 06

Bully Les Mines

03 21 29 01 22

Liévin Rocade

03 21 44 22 55

Roye

03 22 87 15 52

Estaires

03 28 49 37 82

Merville

03 28 49 60 14

Saint Pol

03 21 03 26 68

Flines les Raches

03 27 91 66 66

Montdidier

03 22 78 03 00

Somain

03 27 90 69 56

PRELEVEUR (renseignements indispensables)

Nom / Prénom		Nombre de tubes	
--------------	--	-----------------	--

Date et heure du prélèvement :/...../..... à :h.....

☐ A jeun ☐ Non à jeun

PATIENT

☐ Mme ☐ Mr ☐ Enfant Sexe : ☐ F ☐ M

Nom de naissance (obligatoire)			
Nom marital (obligatoire)			
1 ^{er} Prénom			
Date de naissance		Lieu naissance :	
Adresse			
Téléphone (obligatoire)			

ASSURE

Nom de naissance			
Nom marital			
1 ^{er} Prénom			
Date de naissance		Lieu naissance :	
Adresse			
Téléphone (obligatoire)			
CPAM		N° SS :	

Joindre obligatoirement une copie ou transmettre une photo de votre carte de mutuelle à l'adresse du site

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

INR : ☐ Préviscan ☐ Coumadine ☐ Sintron	TP : ☐ Xarelto ☐ Eliquis ☐ Pradaxa ☐ Autres :
Médicaments (Nom, posologie et heure de la dernière prise)	
Bilan hormonal ou test de grossesse : Date des dernières règles	
Groupe sanguin : Transfusion de moins de 4 mois	☐ Oui ☐ Non
RAI : Si injection de Rophylac	Date injection : Dose : DDR :

RESULTAT

☐ A poster
☐ Au laboratoire
☐ Au laboratoire par une personne mandatée (Ticket joint au kit de prélèvement)
☐ Au correspondant
☐ Sur le serveur Internet – N° de portable obligatoire :
En cas de première demande, nous retourner le consentement rempli, à détacher de la fiche jointe

☐ Envoi du TP/INR par SMS sécurisé à l'infirmier(e)
Signature du patient :

TUBE GEL – SEC (rouge) 		TUBE GEL – SEC (rouge) <i>en plus</i> 	TUBE CITRATE <i>tube 1</i>  	TUBE EDTA <i>tube1</i> 
Examens réalisés au laboratoire		Examens transmis	réalisés au laboratoire	réalisés au laboratoire
- ACE - Acide urique (sang) - Acide valproïque – Dépakine - AFP (Alpha foeto protéine) - ALAT / ALT / SGPT/TGP - Albumine/Albuminémie - Amikacine - ASAT / AST / SGOT/TGO - ASLO - Beta 2 microglobuline - Bicarbonates CO2 – RA - <i>Bilirubine totale+ Conjuguée*</i> - CA125, CA15.3, CA19.9 - CDT - Calcium - Calcium Corrigé - Carbamazépine - Chlamydiae IgG - Chlorure - Chlore - <u>Cholestérol HDL</u> - <u>Cholestérol LDL</u> - <u>Cholestérol total</u> - <i>CK - CPK *</i> - CMV - CO2 Réserve Alcaline - Complément C3 – C4 - Cortisol (8h/16h) - Créatinine - CRP (protéine C-réactive) - Digoxine - EBV - Epstein-Barr virus - <u>Electrophorèse des protéines sériques</u> - Estradiol 17B - <u>Fer sérique</u>, Capacité totale de fixation (CST) - Ferritine - Folate Sérique - Vitamine B9 - FSH - Gentamicine - GGT - Haptoglobine - HCG grossesse		- 17 OH Progestérone - 5'nucléotidase - Ac. anti Saccharomyces - Aldolase - Aldostérone - Allergie (Phadiatop, Trophatop, RAST...) - Alpha 1 Antitrypsine - Androsténone - Aspergillose (sérologie) - Auto-immunité (facteurs rhumatoïdes, AAN, Ac. antithyroïdiens, Ac. anti-cardiolipines, Ac. anti-phospholipides, TRAC, Ac. anti-histones) - <u>Calcitonine</u>  - <u>Chromogranine</u> - <u>Complément CH 50</u>  - Coqueluche (sérologie) - Cryoglobulines (<u>prélèvement au laboratoire (37°C)</u>) - CTX (Telopectides du collagène) - ECA (angiotensine) - Gastrine - Helicobacter pylori (sérologie) - Herpes (sérologie) - Homocystéine - Insuline, peptide C - M. Griffes de chat - M. poumon d'éleveur d'oiseaux - Myoglobine - <i>Parvovirus B 19 (sérologie)</i> - Phosphatase alcaline osseuse - Rougeole (sérologie) - Sous unité Beta HCG libre - Sulfate de DHA - Testostérone libre ou bio disponible - Thyroglobuline - Transplantation: Auto Ac anti-endomysium (IGG) - Varicelle – Zona (sérologie) - Vitamine A* et E*, vitamine B6	- TP – INR - TCA < 6h - AT3 - D-Dimères - Facteur V - Facteur IX - Facteur VIII - Facteur XI - Fibrinogène	- Numération formule - Plaquettes - Réticulocytes - VS = Vitesse de sédimentation - Hémoglobine glycosylée - HBA1c - Folates érythrocytaires - Recherche de paludisme (à acheminer dans l'heure) 
			TUBE CITRATE <i>en plus</i>  	TUBE EDTA <i>tube2</i> 
			Examens transmis	réalisés au laboratoire
			- ANTI XA – Héparine (à acheminer dans l'heure)  - Protéines S et C - Dosages des facteurs II, V, XII - Anticoagulant type lupique (ACC) - Nouveaux anticoagulants (Pradaxa, Eliquis, Xarelto...)	- Troponine I haute sensibilité  - BNP
			TUBE SANS GEL réalisés au laboratoire	TUBE EDTA <i>tube3</i> 
			- Enolase (NSE) à déposer dans l'heure - Progestérone - Sélénium - Vancomycine - Zinc	- Groupe Rhésus + Phénotype - <i>1 tube par détermination réservé à cet usage</i> - RAI - Coombs direct
			TUBE EDTA <i>tube5</i> 	TUBE EDTA <i>tube4</i> 
			réalisés au laboratoire	Examens transmis
			- Ammoniémie :   - <u>à conserver seul dans la glace</u> - <u>à déposer au laboratoire dans l'heure</u>	- Charge virale (VIH, VHC, VHB) - Ciclosporine - Electrophorèse de l'hémoglobine - HLA B27 - Insuline - Mutation Hémochromatose - Plomb - PRO-BNP - Rénine - Somatomédine (IgF1) - Tacrolimus - Vitamine B1 (Thiamine)
TUBE FLUORURE 	TUBE HEPARINE	TUBE APROTININE (<i>Spécifique : à demander au laboratoire</i>)		
- Glycémie - Alcoolémie - Cycle glycémique (heure sur le tube)	- Magnésium globulaire	- Corticotrophine (ACTH) 		

 *à poser dans l'heure*

 transport dans la glace

A jeun obligatoire

l'abri de la lumière

A acheminer rapidement <4h